

Sistema portatile per la biodecontaminazione delle superfici



Zherox® b-pack è il sistema portatile di AM Instruments per la biodecontaminazione delle superfici.

L'innovativa **tecnologia HPE** di Zherox® applicata ad un sistema leggero, che consente la massima semplicità operativa in piena sicurezza per l'operatore, un'elevata compatibilità materiali e un'efficacia convalidata.

UN NUOVO MODELLO CON NUOVE FUNZIONALITA'

EFFICACIA SICUREZZA RAPIDITÀ PORTABILITÀ



FACILE ALLOGGIAMENTO DEL FLACONE
COLLEGAMENTO CON CONNESSIONE RAPIDA
MONITORAGGIO COSTANTE DEL SANITIZZANTE



SOLUZIONE BIOCIDA:

PHARMACLEAN® SOLUTION

Disinfettante sporicida sterile, per uso in ambienti a contaminazione controllata, adatto per tutte le tipologie di superfici, particolarmente indicato per la nebulizzazione aerea. La miscela è composta da perossido di idrogeno <8%, filtrata a 0,2 micron, riempita in asepsi in contenitori preventivamente irraggiati e confezionati in triplo imbusto in un ambiente ISO classe 5. Ogni bottiglia riporta il numero di lotto con la data di scadenza. Ogni spedizione è accompagnata da certificato di analisi e certificato di sterilità.

IL SISTEMA

Zherox® b-pack è un dispositivo portatile per la biodecontaminazione delle superfici, alimentato a batteria. Il nuovo modello, leggero e poco ingombrante, presenta nuove funzionalità:

- schienale ergonomico
- spallacci imbottiti con fascia pettorale per una miglior distribuzione del peso
- maniglia superiore per facilitare trasporto e movimentazione del sistema
- parti esterne della macchina in HDPE, per garantire un'elevata resistenza all'usura, all'abrasione, agli urti e alle sostanze chimiche
- componenti elettronici protetti da contatti accidentali con liquidi sversati e da possibili urti che vengono assorbiti dalle plastiche cave della macchina
- connessioni rapide per una facile rimozione dei cavi in fase di stoccaggio e per una rapida sostituzione dell'erogatore
- erogatore e batteria con valigetta dedicata per agevolare trasporto e stoccaggio
- batteria estraibile a slitta con innesto rapido
- indicazioni luminose ed acustiche dello stato di funzionamento e del livello della batteria
- inserimento bottiglia nello spazio dedicato e collegamento tramite connessione rapida
- lettore RFID per identificazione sanitizzante utilizzato



LED DI STATO RELATIVI AL LIVELLO DEL SANITIZZANTE E DELLA BATTERIA

SEGNALAZIONE ALERT DI AUTO-DIAGNOSTRICA



TECNOLOGIA HPE

Una soluzione di perossido di idrogeno <8% (4 volte inferiore rispetto alle soluzioni comunemente usate per le biodecontaminazioni) viene diffusa attraverso un ugello, creando una nebbia di micro-gocce che, passando attraverso un campo elettromagnetico ad alto voltaggio, subiscono un processo di ionizzazione.

La soluzione risultante possiede una elevata concentrazione di radicali idrossilici e specie reattive dell'ossigeno (ROS) in grado di danneggiare i microrganismi attraverso l'ossidazione di proteine, carboidrati e lipidi.

Il campo elettromagnetico impartisce una carica elettrostatica alla nebbia, la quale in tal modo agisce in maniera simile ad un gas a causa della mutua attività repulsiva delle cariche positive.

Il risultato è una diffusione elevata della soluzione che è in grado di raggiungere il 100% dell'area trattata.

I prodotti risultanti, ossigeno e acqua, non lasciano alcun residuo sulle superfici.







AM Instruments srl Via Isonzo, 1/C 20812 Limbiate (MB) Tel. +39 02 872892.1

aminstruments.com
info@aminstruments.com

COMPANY WITH QUALITY SYSTEM CERTIFIED BY DNV GL = ISO 9001:2015 =

