

DISINFETTANTI E DETERGENTI



KLERCIDNE NEUTRAL DETERGENT

Produttore: Ecolab Ltd

DESCRIZIONE

Il Klercide Neutral Detergent è un tensioattivo neutro sterile, non ionico a basso residuo per le superfici in ambiente a contaminazione controllata, particolarmente indicato per la rimozione dei residui di lavorazione, anche oleosi o appiccicosi, ed eventuali residui di biocidi utilizzati in rotazione.

KLERCIDNE NEUTRAL DETERGENT: Detergente neutro sterile, non ionico a basso residuo, ideale per la pulizia in aree a contaminazione controllata, il Klercide Neutral Detergent è caratterizzato da un pH compreso tra 5,5 e 7,5. Lascia sulle superfici trattate un basso residuo che può essere facilmente eliminato con acqua di processo o alcol. È composto da una miscela di alcoleossilato grasso in acqua deionizzata (DI). La miscela è filtrata a 0,22 micron, riempita in contenitori decontaminati e confezionata in doppio imbusto in ambiente controllato di Grado C (classe ISO 7), prima della sterilizzazione con un processo di irraggiamento gamma convalidato a non meno di 25 kGy. I flaconi da 1L sono provvisti del dispositivo *SteriShield Delivery System* a garanzia della sterilità del prodotto in uso per tre mesi dalla data di apertura e di un trigger con getto regolabile.

Il prodotto è adatto per eliminare la contaminazione in aree critiche, in particolare in ambienti sterili, isolatori, macchine di produzione e tutte le superfici non porose. È particolarmente efficace su macchie oleose e appiccicose o a seguito di interventi di manutenzione generale.

Disponibile in confezionamenti da:

- 6 flaconi spray da 1L (pronto all'uso)
- 4 fustini con tappo da 5L (pronto all'uso)
- 50 flaconi da 100mL (ultra-concentrato)



PROPRIETÀ

- Basso residuo
- Non necessita di attivatori
- Non corrosivo e non pericoloso
- Efficace su macchie oleose e appiccicose o a seguito di interventi di manutenzione generale.
- Prodotto non corrosivo e non pericoloso
- Sterilità del prodotto in uso convalidata per 3 mesi dopo l'apertura per il formato da 1L. Tale dispositivo, montato sui flaconi di prodotti privi di attività biocida, come i detergenti, permette di evitare potenziali contaminazioni microbiologiche del prodotto stesso e dell'ambiente in cui esso viene utilizzato.
- Doppio imbusto
- Ogni flacone/tanica riporta l'indicazione del numero di lotto e della data di scadenza.

PROTOCOLLO PER L'USO

Pronto all'uso

Applicare il prodotto sulle superfici utilizzando un panno a basso rilascio particellare. Risciacquare dopo l'utilizzo con acqua di processo o alcol isopropilico 70/30.

Ultra-concentrato

Diluire il contenuto di un flacone da 100mL in 4.9 mL di acqua di opportuno grado di purezza per ottenere 5 litri di prodotto ricostituito. Miscelare bene prima dell'uso. Tale formato è particolarmente indicato per la disinfezione delle grandi superfici: applicare il prodotto utilizzando un panno/copertura a basso rilascio particellare con relativa attrezzatura (sistema di secchi/spazzolone).

Risciacquare con acqua di processo o alcol isopropilico 70/30.

Seguire sempre la procedura standard di disinfezione, pulizia, risciacquo e prendere visione delle schede di sicurezza che elencano condizioni e agenti chimici da evitare per ogni prodotto.

Utilizzare i prodotti in sicurezza. Prima dell'uso, leggere le etichette e le informazioni sul prodotto.

CONVALIDA

Prodotto da un'azienda certificata EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015.

Per il prodotto Klercide Neutral Detergent, *Certificate of Analysis & Sterility* allegato ad ogni lotto.

Technical file disponibile su richiesta.

Shelf life: 24 mesi

PRODOTTI			
CODICE	DESCRIZIONE	VOLUME	CONFEZIONAMENTO
SM3078790	Klercide Neutral Detergent	1 litro	6 flaconi
SM3078770	Klercide Neutral Detergent	5 litri	4 taniche
SM3078810	Klercide Neutral Detergent Unit Dose Concentrate	100 mL	50 flaconi