


BIODECONTAMINAZIONE




STERISPRAY®

DISPOSITIVO DI BIODECONTAMINAZIONE

Risponde alle esigenze di fumigazione periodica nelle cleanroom, il suo grado di finitura permette l'utilizzo anche negli sterili farmaceutici.

Un singolo Sterispray® è sufficiente per nebulizzare un locale di 100 mc, utilizzato con i prodotti biocidi forniti da AM Instruments garantisce tempi ridotti di fumigazione e contatto.

È sufficiente collegare Sterispray® all'aria compressa o all'azoto compresso; si consiglia una filtrazione adeguata all'ambiente in cui viene installato il sistema. Lo sportello inferiore permette di alloggiare il contenitore del liquido (non compreso nella fornitura) fino ad un massimo di 5 L.



BIODECONTAMINAZIONE

VANTAGGI

- design compatto
- sistema rapido
- di facile installazione
- cost-effective

CAMPO DI APPLICAZIONE

- zone sterili e ambienti a contaminazione controllata

DATI TECNICI

pressione di funzionamento	aria compressa o azoto minimo 4 BAR
pressione richiesta	6 bar
materiale costruttivo	AISI304 SB
serbatoio	tanica da 5L
atomizzatore	60ml/min. @ 2,5 BAR
materiale atomizzatore	acciaio inox
dimensioni	mm 250 x 230 x 508 (lpxh)
sistema di aggancio	clamp 1/2"
peso	Kg 6 (senza tanica)
portata	diffusione regolabile in funzione della pressione dell'aria tra 11 ml/min e 26 ml/min

STERISPRAY®

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONAMENTO
AM300	STERISPRAY® - Dispositivo fisso per la biodecontaminazione	1 unità

