



Albert Browne International Ltd

Chancery House  
190 Waterside Road  
Hamilton Industrial Park  
Leicester Le5 1QZ, UK

Data Sterilizzazione	No. Sterilizzatore
Scadenza	No. Ciclo
Operatore/reparto	
Scuro CLASS 1	

## SCHEDA TECNICA PRODOTTO CODICE 3785-24

### DESCRIZIONE PRODOTTO

Il sistema di Documentazione Etichette per Pistola è progettato per essere utilizzato in un sistema di etichettatura di tracciabilità. L'etichetta viene utilizzata con il 3-Linea Etichetta Browne Pistola. Il prodotto consiste in una etichetta, che ha due strati di materiale adesivo, uno per il fissaggio dell' etichetta sul prodotto da sterilizzare e la seconda per fissare l'etichetta alla cartella clinica del paziente una volta che l'oggetto da sterilizzare è stato utilizzato. L'etichetta è stampata con un indicatore di processo che mostra chiaramente se l'oggetto è passato attraverso un processo di sterilizzazione a vapore.

### SPECIFICAZIONE

In caso di trasformazione in condizioni di sterilizzazione a vapore, l'indicatore passa dal rosa al colore nero/marrone.

### APPLICAZIONI STANDARD

ISO 11140-1:2005 Class 1

### MISURE DEL PRODOTTO

26mm x 25mm

**CONFEZIONAMENTO:** 1 rotolo contiene 500 etichette

Raccomandazioni per la conservazione

Da conservare in luogo fresco, buio ed asciutto prima e dopo l'uso: 0 – 30° C; 30 – 60% di umidità

**DURATA DI CONSERVAZIONE:** 24 mesi dalla data di fabbricazione

### COMPONENTI ATTIVI:

Ogni indicatore contiene 0,7 mg coloranti e reagenti 0,7 mg.

Nessuna delle sostanze utilizzate nella formulazione sono noti agenti cancerogeni, né contengono metalli pesanti.

Le sostanze chimiche dei componenti sono potenzialmente irritanti. Essendo completamente incapsulato, questo non dovrebbe presentare nessuna occasione di contatto con i componenti chimici. Se, tuttavia, avviene il contatto a causa di rotture dell' incapsulamento, lavare la pelle con acqua e sapone.

Se ingerito da lavare a fondo la bocca e dare molta acqua da bere.

### SICUREZZA D'USO

L'indicatore e il confezionamento non contengono metalli pesanti aggiunti, non contiene agenti cancerogeni noti, e non contiene lattice di gomma. L'indicatore è considerato sicuro se usato in condizioni normali. il


TST integratore è stato progettato per essere utilizzato in sterilizzatrici a vapore.

Quando viene usato come previsto, l'indicatore non rilascia sostanze riconosciute come tossiche in quantità sufficiente a causare un rischio per la salute, durante o dopo il processo di sterilizzazione per i quali è designato, in conformità con ISO 11140-1:2005, 5,9

### DISPOSIZIONE

Trattare gli indicatori utilizzati e il loro confezionamento come carta normale

Traduzione a cura di: H.P. HOSPITAL PROGRAMS SRL Importatore e Distributore Esclusivo per l'Italia, Via Comelico,30 - 20135 Milano – Tel.02.59902062 – 02.5460546 – Fax: 02.5455958 – E-Mail: [info@hospitalprograms.it](mailto:info@hospitalprograms.it)



Hospital Programs S.r.l.