


CANCELLERIA



ETICHETTE ADESIVE

DESCRIZIONE

Etichette Pharmaclean® per camera bianca. Scrivibili e compatibili con la maggior parte delle tecniche di stampa: offset, tipografica, rotocalcografia, flessografia, a getto d'inchiostro, serigrafia, stampa a laser, per trasferimento termico e stampa di codici a barre.

Utilizzabili anche per stampa a caldo, goffrata, fustellata e laminata. Flessibili, resistenti all'acqua, agli agenti chimici. Sono fornite su foglio A4, colore bianco. L'adesivo acrilico utilizzato è permanente e vanta una buona resistenza all'umidità.

Le etichette Pharmaclean® hanno una shelf life di 2 anni e sono sterilizzabili in autoclave.

CANCELLERIA


SPECIFICHE		
PROPRIETA' FILM		
Materiale	Poliiolefine, opaco, colore bianco	
Spessore	178µm ± 1.78	
PROPRIETA' ADESIVO		
Materiale	acrilico	
Peso	40gr/mq ± 2gr/mq	
Aderenza (FTM 1) (N/25mm)	30	
Temperatura minima di applicazione	5°C	
PROPRIETA' LINER		
Materiale	1 lato carta siliconata patinata priva di solventi	
Spessore	92µm ± 8µm	
PROPRIETA' GENERALI		
Campi di applicazione	Per superfici ruvide, irregolari, granulate e porose; utilizzabili in laboratori e cleanroom. Sterilizzabili in autoclave.	
Temperatura di servizio	Da -40°C a 150°C	
Temperatura consigliata di conservazione	18°C - 23°C	
Umidità consigliata di conservazione	50% - 65%	
CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONAMENTO
PH701	Pharmaclean® etichette di colore bianco, formato A4. Fogli contenenti fino a 65 etichette.	Confezione da 100 fogli
PH711	Pharmaclean® etichette di colore bianco, formato A4. Fogli contenenti oltre 72 etichette.	Confezione da 100 fogli

ATTENZIONE:

Consigliamo di testare l'efficacia del prodotto per l'operazione per cui deve essere utilizzato.
 Conservare le etichette nel proprio confezionamento fino al momento in cui verranno utilizzate.
 Evitare significativi sbalzi termici e di umidità durante il periodo di conservazione.
 I dati sopra riportati sono i valori medi ottenuti durante i test effettuati in laboratorio.
 La superficie dev'essere asciutta e pulita al momento dell'applicazione dell'etichetta.

CANCELLERIA

ELENCO FORMATI DISPONIBILI (mm)



210 x 297



200 x 287



136 x 227



200 x 130



150 x 99




200 x 144



100 x 230




67 x 272




120 x 68



190 x 70



99 x 144



87 x 138




83 x 134




90 x 120




196 x 54




70 x 70



57 x 107



61 x 140



158 x 37



99 x 67



96 x 65



50 x 130



50 x 135



50 x 140




45 x 140



99 x 50




75 x 52




99 x 50




85 x 45



99 x 38



66 x 55



99 x 34

73 x 35

46 x 65


63 x 38

64 x 34

64 x 34

28 x 70

48 x 34



63 x 24

67 x 25

52 x 31

30 x 40

34 x 24

50 x 19

38 x 21



43 x 8


49 x 10

24 x 12

21 x 9

13 x 8

11 x 144



Diam. 200

Diam. 140

Diam. 80

Diam. 50

Diam. 20

75 x 45



143 x 43

88 x 34,1

83 x 34,1

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001

AM Instruments srl

Via Isonzo, 1/c 20812 Limbiate (MB) - Italy
Tel. +39 02 872892.1 - Fax +39 02 872892.00
aminstruments.com

