


BIODECONTAMINAZIONE



INDICATORE BIOLOGICO

INOCULATO CON SPORE DI GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS

Indicatore biologico per la valutazione del grado di abbattimento della carica microbica.
Ogni indicatore è composto da un disco in acciaio inox inoculato con spore di Geobacillus Stearothermophilus ed è contenuto in una busta in Tyvek® che consente il passaggio dell'agente decontaminante.





CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

coltura	Incubare a 55-60°C per 7 giorni
tipo di coltura raccomandata	Soybean Casein Digest Medium (SCDM) Tryptic Soy Broth (TSB) Mesa Releasat Medium (PM/100)
temperatura di stoccaggio	2-8°C
umidità di stoccaggio	< 50%
smaltimento	Trattare come materiale non patogeno e sterilizzare o incenerire prima di smaltire
condizioni di trasporto	Temperatura ambiente. Per moderare le condizioni di trasporto possono essere utilizzati ghiaccio istantaneo e dissecanti.

INDICATORI BIOLOGICI

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONAMENTO	SHELF-LIFE
SALOG456	Indicatore biologico inoculato con 10 ^{4,5,6} spore di G. Stearothermophilus	1 pezzo	9 Mesi
SASNAS152	Indicatore biologico inoculato con 10 ^{4,6} spore di G. Stearothermophilus	1 pezzo	9 Mesi

