




# ATTREZZATURE DI PULIZIA



## WIPE & GO

### DESCRIZIONE

Spazzolone realizzato in acciaio inox AISI 304 elettrolucidato con testa piatta e snodo in materiale sintetico per la pulizia di pavimenti, pareti e soffitti.

Lo spazzolone è adatto per essere utilizzato con panni di dimensioni minime cm 40 x 25; i panni vengono fissati allo spazzolone tramite delle molle in acciaio inox AISI 302.

## SPECIFICHE TECNICHE

- autoclavabile
- anello sul manico per l'aggancio a parete
- utilizzabile con i seguenti panni monouso:
  - TX1118: panno in poliestere/cellulosa, dim. cm 46 x 46
  - TX1118/IR: panno irraggiato in poliestere/cellulosa, dim. cm 46 x 46
  - PH10128: panno Pharmaclean® MyWipe in poliestere/cellulosa, dim. cm 46 x 46
  - PH10128S: panno Pharmaclean® MyWipe sterile per irraggiamento, in poliestere/cellulosa, dim. cm 46 x 46
  - PH10131: panno Pharmaclean® MyWipe in poliestere 100% doppio strato, dim. cm 46 x 46
  - PH10131S: panno Pharmaclean® MyWipe sterile per irraggiamento in poliestere 100% doppio strato, dim. cm 46 x 46
  - SM6600977: panno sterile in poliestere/cellulosa impregnato con IPA al 70%, dim. cm 42 x 25
  - SM6600554: panno sterile in poliestere/cellulosa impregnato con il biocida Klercide Sporicidal Low Residue Peroxide, una miscela di perossido di idrogeno al 6% e acqua deionizzata, dim. cm 42 x 25
  - SM6600059: panno sterile in poliestere 100% impregnato con il biocida Klercide Low Residue Quat, dim. cm 42 x 25
  - SM3079260: panno sterile in poliestere/cellulosa impregnato con il detergente neutro Klercide Neutral Detergent, una miscela di acqua deionizzata e alcolefossilato grasso, dim. cm 42 x 25

## APPLICAZIONI

- progettato per l'utilizzo in cleanroom
- ideale per la pulizia di pavimenti, pareti e soffitti

## BENEFICI

- testa utilizzabile con più manici
- manico separabile per agevolare l'inserimento in autoclave
- gamma manici: estensibile, divisibile in due parti o pezzo unico
- molto resistente, realizzato in acciaio inox



PRODOTTI		
CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONAMENTO
AM261T	testa Wipe & Go cm 40 x 25	confezione da 1 pezzo
AM2010	manico cm 120	confezione da 1 pezzo
AM2011	manico divisibile (2 pezzi da cm 60 cad.)	confezione da 1 pezzo
AM2012	prolunga cm 60	confezione da 1 pezzo
AM2020	manico estensibile da cm 110 a 210	confezione da 1 pezzo
AM266	rivestimento per spazzolone Wipe & Go	confezione da 1 pezzo
PH10128S	panno Pharmaclean® in poliestere/cellulosa, sterile per irraggiamento, cm 46 x 46	confezione da 100 panni
PH10128	panno Pharmaclean® in poliestere/cellulosa, cm 46 x 46	confezione da 100 panni
TX1118/IR	panno in poliestere/cellulosa, irraggiato, cm 46 x 46	confezione da 75 panni
TX1118	panno in poliestere/cellulosa, cm 46 x 46	confezione da 75 panni
PH10131S	panno Pharmaclean® in poliestere 100% doppio strato, sterile per irraggiamento, cm 46 x 46	confezione da 40 panni
PH10131	panno Pharmaclean® in poliestere 100% doppio strato, cm 46 x 46	confezione da 40 panni
SM3079350	panno sterile in poliestere/cellulosa, impregnato con alcol isopropilico al 70%, cm 42 x 25	confezione da 10 pacchi da 20 panni cadauno
SM3079180	panno sterile in poliestere/cellulosa, impregnato con alcol etilico al 70%, cm 42 x 25	confezione da 10 pacchi da 20 panni cadauno
SM3079310	panno sterile in poliestere/cellulosa, impregnato con Klercide Sporicidal Low Residue Peroxide, cm 42 x 25	confezione da 10 pacchi da 20 panni cadauno
SM6600059	panno sterile in poliestere 100%, impregnato con Klercide Low Residue Quat, cm 42 x 25	confezione da 10 pacchi da 15 panni cadauno
SM3079260	panno sterile in poliestere/cellulosa, impregnato con Klercide Neutral Detergent, cm 42 x 25	confezione da 10 pacchi da 20 panni cadauno